

PHYSIOMER®

Ontdek de rijkdom van zeewater om beter te ademen.

PHYSIOMER® is een compleet aanbod natuurlijke producten voor neusverzorging met zeewater die de natuurlijke rijkdom aan mineralen en sporenelementen van het zeewater van Saint-Malo behouden en neussymptomen doeltreffend helpen te verlichten.

Isotone neusspoeling • Dagelijks gebruik • Reinigt de neusholtes	GEBRUIK: • Dagelijkse neusreiniging ter preventie • Bij verkoudheid • Helpt virussen, bacteriën, stof en allergenen te verwijderen • Helpt het ontstaan van KNO-complicaties te voorkomen	Baby's <i>Vanaf 15 dagen oud</i>	• Baby Spray	100% natuurlijke, niet-verdunde en isotone zeewater oplossing (9 g/l NaCl). Steriel en zonder conserveermiddel.	Speciaal voor baby's, voor dagelijkse hygiëne en in geval van een verstopte neus.
		Volwassenen Kinderen	• Normal Jet (vanaf 2 jaar) • Strong Jet (vanaf 6 jaar)	100% natuurlijke, niet-verdunde en isotone zeewater oplossing (9 g/l NaCl). Steriel en zonder conserveermiddel.	Producten met verschillende sterktes in functie van leeftijd en soort secretie: • Vloeibare secreties: Normal Jet • Dikke secreties: Strong Jet
Hypertone neusspoeling • Bij verkoudheid, neusbijholteontsteking (rhinosinusitis) en allergische rhinitis • Opent de verstopte neus en reinigt de neusholtes	HELPT BIJ*: • Het reinigen van de neusholtes • Verwijderen van virussen en bacteriën uit de neus • Bestrijden van de infectie bij verkoudheid	Volwassenen Kinderen	• Eucalyptus (vanaf 6 jaar)	97% Maris aqua, Sorbitol, Aroma, Myristamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate & Aqua, Polyepsilon-Lysine & Aqua.	* door het overtollige vocht aan het neusslijmvlies te onttrekken.

GEBRUIKSWIJZE

DAGELIJKE REINIGING EN PREVENTIE

- **Baby Spray** 135 ml⁽¹⁾
- **Normal Jet** 135 ml⁽¹⁾
- **Strong Jet** 210 ml⁽¹⁾

BIJ VERSTOPTE NEUS

- **Eucalyptus** 135 ml⁽²⁾

Baby Spray

- Ter hygiëne en preventie van neusinfecties:
spray 1 tot 2 seconden per neusholte, 1 tot 2 keer per dag.
- Als behandeling bij neusklasten in geval van verkoudheid of ontsteking** van de neus-keelholte:
spray 1 tot 2 seconden per neusholte, 4 tot 6 keer per dag.

Normal Jet

- Voor dagelijkse reiniging en bescherming tegen griep en verkoudheid:
spray 1 tot 2 seconden per neusholte, 1 tot 2 keer per dag.
- In geval van een loopneus of verstopte neus:
spray 1 tot 2 seconden per neusholte, 4 tot 6 keer per dag.

Strong Jet

- Spray 1 tot 2 seconden per neusholte, 1 tot 4 keer per dag:
- In geval van een dikke, plakkerige of slijmerige afscheiding of in geval van korsten.
- Bij behandeling van chronische neusholte aandoeningen**.
- Bij verzorging na chirurgische ingreep aan neusholtes**.

Eucalyptus

Bij een verstopte neus door verkoudheid of neusbijholteontsteking (rhinosinusitis):

Spray 1 seconde per neusholte, 2 tot 3 keer per dag.

**Wanneer dit door een arts is vastgesteld.

GEBRUIKSWIJZE

Baby's en zuigelingen:

Het wordt aanbevolen om de neusspoeling te gebruiken voor het voeden en wanneer je kind wakker en kalm is.

Voor gebruik: controleer of de verstuiver goed werkt. Spray eerst op je hand om te controleren of de temperatuur juist is en om te wennen aan de druk van de verstuiving. Je kunt ook op de hand van je kindje sprayen om hem/haar gerust te stellen.

1. Leg de baby neer op een licht hellende (30°) ondergrond en leg zijn/haar hoofdje opzij (nooit naar achteren om te voorkomen dat het verkeerd in de keel terecht komt).
2. Breng de verstuiver voorzichtig in het bovenste neusgat.
3. Druk stevig gedurende 1 à 2 seconden.
4. Laat enkele seconden inwerken.
5. Herhaal dit in het andere neusgat.
6. Zet de baby rechtop en veeg de neus af of gebruik een neusaspirator.
7. Was de verstuiver na elk gebruik met warm water en droog het daarna goed af.



Volwassenen en kinderen:

Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Voor gebruik: controleer of de verstuiver goed werkt.

1. Draai het hoofd opzij, breng de verstuiver in het bovenste neusgat en druk de verstuiver eenmaal stevig in gedurende 1 à 2 seconden.
2. Laat enkele seconden inwerken.
3. Draai het hoofd langs naar de andere kant en herhaal in het andere neusgat.
4. Snuit de neus.
5. Was de verstuiver na elk gebruik met warm water en droog het daarna goed af.

OPMERKING: de spray is bedoeld voor gebruik door één persoon, anders kan de infectie worden overgedragen.

Als de neussymptomen langer dan vijf dagen aanhouden bij baby's en langer dan tien dagen bij volwassenen en kinderen, raadpleeg dan uw arts. In geval van neusirritaties kan tijdelijk gekriebel optreden bij gebruik.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum die vermeld staat op de verpakking.

Niet gebruiken als de verpakking niet in de originele toestand verkeert.

Niet gebruiken indien het product beschadigd is.

Physiomer® Eucalyptus: Niet gebruiken tijdens de zwangerschap, borstvoeding, in geval van astma of in geval van allergie voor één van de ingrediënten. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. Als de neussymptomen langer dan zeven dagen aanhouden, raadpleeg dan uw arts.

Laboratoire de la Mer
ZAC de la Madeleine
Avenue du Général Patton
35400 Saint-Malo
FRANKRIJK
CNOT1562
LF-2718D

DISTRIBUTEUR:
Omega Pharma Nederland B.V.
Postbus 6612
3002 AP Rotterdam

Revisiedatum: 2022-04

